

Tira Instant-View

La línea de pruebas de detección de drogas en tira individual Instant-View ofrecida por Kabla Diagnósticos, es frecuentemente utilizada por laboratorios y hospitales. Este producto mantiene una ventaja sumamente competitiva ya que destaca por ser el método más económico para realizar una prueba de detección de drogas, además de ser altamente preciso y eficaz en un antidoping.

BENEFICIOS

- ✓ Resultados en 5 minutos
- ✓ Altamente confiable y preciso
- ✓ Fácil lectura e interpretación de los resultados
- ✓ Económico




Área de manejo

Área para aplicar la muestra


Modo de Empleo

Sumerja la tira de prueba en la orina, con la flecha apuntando hacia la orina,


NO SUMERJA LA TIRA DE PRUEBA MÁS ALLÁ DE LAS FLECHAS ", COMO SE INDICA CON LAS FLECHAS.



Recolecte una muestra de orina considerable de la persona en un frasco



Imnerse la prueba de su elección en la muestra de orina de 5 a 10 segundos despues retirela y pongala en una superficie plana



A los 5 minutos interprete los resultados

